
## BADANIE PROMIENIOWANIA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO



## Opis układu pomiarowego

Schemat stosowanego układu pomiarowego pokazany jest na rysunku poniżej. Źródłem promieniowania (Zr) jest pręt silitowy zasilany napięciem zmiennym z zasilacza (Z). Źródło to stanowi dobre przybliżenie ciała doskonale czarnego. Zasilacz (Z) umożliwia regulację zasilania pręta silitowego, a więc i regulację jego temperatury. Temperatura źródła mierzona jest termoparą drutową (Tp) typu Pt-PtRh10 i woltomierzem cyfrowym (VC). Wskazania woltomierza należy przeliczyć na temperaturę według załączonego przy stanowisku wykresu cechowania termopary.



Pomiary mocy źródła promieniowania prowadzone są techniką zmiennoprądową. W związku z tym strumień promieniowania przerywany przez modulator (Mod) przechodzi przez monochromator (Mon) i pada na detektor (Det). Sygnał z detektora mierzony jest za pomocą nanowoltomierza selektywnego (NW), który zawsze musi być dostrojony do częstotliwości modulacji (przerywania) promieniowania. Mierzy on tylko wielkość sygnału zmieniającego się z tą częstotliwością. Monochromator służy do wyodrębnienia z widma promieniowania wąskiego przedziału długości fali i do wyboru położenia tego przedziału w szerokim zakresie widmowym. Wykorzystuje się przy tym zjawisko rozszczepienia promieniowania przez pryzmat. Skala długości fali λ monochromatora jest nieliniowa, tzn. odległości między sąsiednimi działkami są różne w różnych jej częściach. Detektorem jest termoelement próżniowy (termopara) z okienkiem NaCl. Jego czułość jest niezależna od długości fali w zakresie od 0,4 do 16 μm. Detektor ten wytwarza napięcie wprost proporcjonalne do mocy padającego nań światła.

## Przeprowadzenie pomiarów

- 1. Zaznajomić się z przeznaczeniem poszczególnych elementów układu.
- 2.Ustawić pokrętło autotransformatora zasilacza zasilającego pręt silitowy w położeniu zerowym.
- 3. Włączyć do sieci: autotransformator zasilający pręt silitowy, silnik modulatora, oświetlenie monochromatora, ustawić szerokość szczeliny monochromatora na wartości na około 1 mm.
- 4. Ustawić taką wartość napięcia na autotransformatorze zasilającym pręt silitowy, aby temperatura pręta wynosiła około 900  $^{\circ}C$  .
- 5. Ustawić pokrętłem monochromatora długość fali  $\lambda = 2 \mu m$  i dostroić częstotliwościowo nanowoltomierz selektywny na maksimum wychylenia.
- 6.Zmierzyć zależność sygnału detektora  $U_d(\lambda)$  proporcjonalnego do natężenia promieniowania emitowanego przez pręt silitowy w funkcji długości fali w przedziale od 1,2

μm do 5,5 μm dla ustalonej temperatury. Pomiary wykonać zmieniając długość fali co jedną działkę na skali monochromatora.

7. Pomiary według punktu 6 należy powtórzyć dla czterech innych wartości temperatur z przedziału 800 –  $1500\,^{\circ}C$ , ograniczając liczbę punktów pomiarowych do 11 w okolicy maksymalnego natężenia promieniowania.

Ustalić wartości stałych i parametrów niezbędne do opracowania ćwiczenia. Określić niepewności standardowe lub maksymalne wielkości mierzonych.

## Opracowanie wyników pomiarów

1. Wykreślić charakterystyki zmierzonego sygnału detektora w funkcji długości fali  $U_d(\lambda)$  dla pięciu wartości temperatur T na jednym wykresie.

Uwaga: Zmierzona charakterystyka widmowa ciała czarnego może być zniekształcona (zaniżona) w niektórych miejscach, na skutek selektywnego pochłaniania promieniowania przez cząsteczki pary wodnej i dwutlenku węgla z otaczającej atmosfery przy przechodzeniu przez nią promieniowania. Zjawisko to można zaobserwować w następujących przedziałach długości fali: 1,4 – 1,5 μm; 1,9 – 2,1 μm; 2,8 –3,6 μm. Zaznaczyć te przedziały na wykresie.

2.Na podstawie wykresu określić wartości długości fali  $\lambda_{\max}$ , przy której występuje maksimum zdolności emisyjnej ciała czarnego (czyli maksimum napięcia sygnału detektora) o określonej temperaturze T. Wartości  $\lambda_{\max}$  wpisać do tabeli:

<i>T</i> [K]	$T_I$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$T_5$
$T^{-1}$ [K <sup>-1</sup> ]					
$\lambda_{max}$ [ $\mu$ m]					

3. Wykonać liniowy wykres zależności długości fali, dla której występuje maksymalne natężenie od odwrotności temperatury  $\lambda_{\max}(T^{-1})$ . Stosując metodę aproksymacji najmniejszych kwadratów Gaussa wyznaczyć parametry prostej  $y = \overline{a}x + \overline{b}$  gdzie

$$\bar{a} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i} \sum_{i=1}^{n} y_{i} - n \sum_{i=1}^{n} (x_{i} y_{i})}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{2} - n \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}$$

$$\bar{b} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i} \sum_{i=1}^{n} x_{i} y_{i} - \sum_{i=1}^{n} y_{i} \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{2} - n \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}$$

$$\bar{\sigma}_{\bar{a}} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_{i}^{2} \frac{n}{n \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{2}}}$$

$$\bar{\sigma}_{\bar{b}} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_{i}^{2} \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}{n \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{2}}}$$

$$\bar{\sigma}_{\bar{b}} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_{i}^{2} \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}{n \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{2}}}$$

$$\bar{\sigma}_{\bar{b}} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_{i}^{2} \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}{n \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{2}}}$$

$$\bar{\sigma}_{\bar{b}} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_{i}^{2} \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}{n \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} - \left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{2}}}$$

4. Wyznaczyć stałą Wiena W w oparciu o współczynnik kierunkowy prostej otrzymanej w punkcie 3 oraz wzór W =  $\lambda_{\max} \cdot T$ . Wyznaczyć jej niepewność standardową bezwzględną  $u_c(W)$  =  $\sigma_{\bar{b}}$  oraz względną  $u_{c,r}(W)$  =  $\frac{u_c(W)}{W}$ .

5. Wyznaczyć zgodnie z zależnością  $U(x) = k \cdot u(x)$  niepewność rozszerzoną dla stałej Wiena przyjmując do obliczeń współczynnik rozszerzenia k=2. Sprawdzić zgodność uzyskanej wartości stałej z wartością tabelaryczną.

Zestawić wyniki, przeanalizować uzyskane rezultaty (także wykresy), wyciągnąć wnioski.

Stwierdzić czy cel ćwiczenia:

- •określenie charakterystyk spektralnych mocy promieniowania ciała czarnego,
- •wyznaczenie stałej Wiena, został osiągnięty.